

(続報) Windows Update (KB5074105/KB5077181) 適用後に弊社鮮明化アルゴリズムを使用したアプリケーション(ソフトウェア)が動作しない事象について

平素より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

現在、Windows 11 において Windows Update (KB5074105/KB5077181) を適用すると、弊社鮮明化アルゴリズムを使用したアプリケーションが動作しない事象が確認されています。

■ 原因

弊社製品がライセンスおよびセキュリティ管理に利用しているCodeMeter（開発販売元：WIBU-SYSTEMS社）が上記のWindows11 Updateの影響を受けて発生した不具合事象に起因しており、CodeMeterにて管理を行う弊社ソフトウェアでもアプリケーションが起動しないもしくは正常動作しないといった事象が発生しております。

なお、Windows11以外のOSにおける本事象の発生は報告されておりません。

■ 対応

Windows 11 上で対象のソフトウェアを使用するユーザー向けにWindows Update対応版インストーラーを提供いたします。Windows Update対応版インストーラーをご要望の際はご購入頂きました販売代理店または弊社販売窓口までお問い合わせください。

■ 対象（下記ソフトウェア製品を Windows 11 上でご利用のユーザー）

【Industrial use】

Soft LISr Vision
Soft LISr Advance
LISr Capture
LISr Image Filter
Soft Re:Na
BCdeSDK / LISrSDK / FCdaSDK / ReNaSDK

【Medical use】

MIEr for Claio
MIEr for BeelineMED
MIEr for eyemet's
MIEr for NAVIS
MIEr for ImageFS
Soft-MIEr（ソフト・ミエル）:医療機器認証番号 304AGBZX00084000

■ お問い合わせ

ご不明点やご相談につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

以上